

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

4.300,00 zł. brutto

- ☐

S.13.01.011

(P.127A)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych;

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2
- ☐

S.16.01.00

(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych; patrz:

system ciągów jednostronnych kod 871 - str. 5

hamulec jednostronny kod 650 - str. 5

adapter widelca HEMI kod 4906 - str. 4
- ☐


S.17.01.00

(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; patrz:

elementy stabilizacji str.: 3

poduszki oparcia Netti str. 2



- 1.głębokość siedziska

2.szerokość siedziska

3.szerokość klatki piersiowej

4.głębokość klatki piersiowej

5.wysokość do odcinka lędźwiowego

6.wysokość do łopatek

7.wysokość pleców

8.wysokość do czubka głowy

9.długość ramienia

10.długość podudzia

wzrost

waga
-

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	43	szerokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm ZALECANA ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	-
<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	-

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	100,00
<input type="checkbox"/>	4105	głębokość siedziska 490mm	100,00

Wysokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	642	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski)	<input type="checkbox"/>	400mm	-				
			<input type="checkbox"/>	420mm	-				
			<input type="checkbox"/>	440mm	-				
			<input type="checkbox"/>	460mm	-				
<input type="checkbox"/>	634	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (3 paski)	<input type="checkbox"/>	480mm	-				
			<input type="checkbox"/>	500mm	-				
<input type="checkbox"/>	575	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami (5 pasków); obszycie czarna kodura	<input type="checkbox"/>	400mm	250,00				
			<input type="checkbox"/>	420mm	250,00				
			<input type="checkbox"/>	440mm	250,00				
<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna			-				
<input type="checkbox"/>	10321	tapicerka oparcia pleców z kodury TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI - KOD 575	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	100,00		
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka pleców oddychająca, TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ PASAMI - KOD 575	<input type="checkbox"/>	czarna	<input type="checkbox"/>	czerwona	<input type="checkbox"/>	granatowa	150,00

poduszki oparcia pleców Netti
TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW Z REGULACJĄ NAPIĘTOŚCI PASAMI - KOD 575

<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti UNO (głębokość stabilizacji bocznej 100mm)	700,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SMART (głębokość stabilizacji bocznej 120mm)	950,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm)	950,00
<input type="checkbox"/>	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL (głębokość stabilizacji bocznej 170mm - usztywniona)	1.000,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki oparcia pleców Netti. Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Poduszki Netti pomniejszają głębokość siedziska

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450 mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	50,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą metalową TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	150,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600 mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800 mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100 mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400 mm	
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców	450,00
<input type="checkbox"/>	OD-259	przedłużenie oparcia pleców o 250mm NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ - KOD 502	300,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek montowany na rurkach rączek do pchania wózka; składany razem z wózkiem	600,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek mocowany na sztandze poprzecznej TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	600,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówka kod 913 dzianiną oddychającą; czarna	100,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek głęboki, typ A TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	700,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	800,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	700,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	700,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek trapezowy; typ D TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	700,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek z regulowanymi poduszkami bocznymi, typ E TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	900,00
<input type="checkbox"/>		NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM TYLKO ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814	2.200,00
tapicerka zagłówka NETTI: <input type="checkbox"/> tapicerka EasyCare (wodoszczelna) <input type="checkbox"/> 3D - oddychająca			

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
<input type="checkbox"/>	621	rurki oparcia proste	300,00
<input type="checkbox"/>	29/621	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-10° (skokowo co 3°); rurki oparcia pleców proste TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW KOD 642 I 575	1.500,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	410	długie rączki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +180mm; montaż do rurki oparcia pleców	550,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 40mm)

	390	400	410	430	445	450	460	470	475	480	490	500	505	510	520	530	540	550	560	
100mm, ogumienie pełne *)	<input checked="" type="checkbox"/>																			-
125mm, ogumienie pełne*)		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>								-
142mm, miękka guma*)			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							-
150mm, pianka PU						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							-
180mm, pianka PU									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							-
180mm, pompowane									<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							-
180mm, pianka PU															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00
180mm, pompowane															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00
200mm, pianka PU												<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>				200,00

*) **PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 390, 400 I 410MM TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 22" ORAZ WIDELCEM kod 173 I ADAPTEREM HEMI - KOD 4906**

<input type="checkbox"/>	151	kółka przednie 100x32mm; ogumienie pełne; twarde; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka przednie 125x32mm; ogumienie pełne; twarde; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	154	kółka przednie 142x37mm; ogumienie pełne; miękkie; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	150	kółka przednie 150x32mm; ogumienie pełne; pianka PU; szara guma	100,00
<input type="checkbox"/>	161	kółka przednie 180x36mm; ogumienie pełne; pianka PU; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	645	kółka przednie 180x45mm; ogumienie pompowane; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 200x50mm; ogumienie pełne; pianka PU; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	173	widelec krótki dla wysokości siedziska 390, 400 i 410mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4906	HEMI - adapter dla odsunięcia na boki systemu montażu widelców kółek przednich dla większej swobody nóg	150,00

PRZY KOŁACH TYLNYCH 24" NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 390, 400 I 410mm

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)

<input type="checkbox"/>		regulacja środka ciężkości	<input type="checkbox"/> AKTYWNY	<input type="checkbox"/> PASYWNY	-
<input type="checkbox"/>	878	przesunięcie montażu kół tylnych o 70mm do tyłu wózka (poza ramę wózka); opcja wskazana dla wysokiej amputacji			800,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 40mm)

	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	
22x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			500,00
22x1 3/8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			500,00
24x1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	-
24x1 3/8"			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane										22", 24"	-

Ciągi

<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne	22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	450,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików TYLKO Z ODLEGŁOŚCIĄ CIĄGU OD KOŁA OK 25mm	24"	1.300,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1" NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY - KOD 489	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy 22", 24"	2.200,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne	22", 24"	350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z CIĄGAMI STALOWYMI - KOD 493 LUB CIĄGIEM OPRIGRIPP - KOD 168		350,00

Ogumienie kół tylnych

<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne	22x3/8", 24x3/8"	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane	22x3/8", 24x3/8"	150,00
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne	22x1", 24x1"	450,00
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane, wysokociśnieniowe	22x1", 24x1"	600,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run szaro-czarne	24x1"	700,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run czerwono-czarne	24x1"	700,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie pompowane; wysokociśnieniowe Right-Run niebiesko-czarne	24x1"	700,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	651	dociskowe dla użytkownika		-
<input type="checkbox"/>	680/706	hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGIEM JEDNOSTRONNYM - KOD 871		700,00
<input type="checkbox"/>	650	hamulec dociskowy- jednostronny dla użytkownika	<input type="checkbox"/> lewy <input type="checkbox"/> prawy	1.200,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone dźwignie hamulców dociskowych, składane		250,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	107	boczki z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm		-
<input type="checkbox"/>	70	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; z długim podłokietnikiem; długość podłokietnika 360mm		300,00
<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; z krótkim podłokietnikiem; długość podłokietnika 307mm		-

Podnózek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane


<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; kąt zgięcia 110°; para	-
<input type="checkbox"/>	759	podnózek standardowy, lewy	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek standardowy, prawy	-
<input type="checkbox"/>	92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para	450,00
<input type="checkbox"/>	757	podnózek kod 92, lewy	250,00
<input type="checkbox"/>	758	podnózek kod 92, prawy	250,00
<input type="checkbox"/>	52	podnóżki dla amputantów, para	1.800,00
<input type="checkbox"/>	4507	podnózek dla amputantów, prawy	900,00
<input type="checkbox"/>	4508	podnózek dla amputantów, lewy	900,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	500,00

Podaj długość podudzia
Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
zakres: 380 - 520mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia jednoczęściowy	-
<input type="checkbox"/>	946	dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiętek oraz strzemion	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	450,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	kolor ramy srebrny	-
--------------------------	------	--------------------	---

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>	tapicerka siedziska tekstylna; gąbka 10mm obszyta kodurą; czarna	-
--------------------------	------------------------------------------------------------------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	740	poduszka siedziska 30mm; obszyta wodoodporna	-
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; czarna	100,00
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; czarna	100,00

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą;	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą;	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	150,00

<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	250,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	250,00

<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
--------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------

<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO	600,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT	700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C	850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.

Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm	200,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki: <input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 30mm	350,00

Oslony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste	400,00
--------------------------	-----	---------------	--------

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wyjmowane (para)	-
<input type="checkbox"/>	728	kółka podporowe odchylane pod wózek, para	750,00
<input type="checkbox"/>	729	kółka podporowe odchylane pod wózek, lewe	400,00
<input type="checkbox"/>	730	kółka podporowe odchylane pod wózek, prawe	400,00

Stolik terapeutyczny

(przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stół terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm	450,00
<input type="checkbox"/>	930	stół terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 380-500mm; przednia krawędź stolika podwyższona;	700,00
<input type="checkbox"/>	4662	stół z plexi; nasuwany jednostronnie; lewy	1.100,00
<input type="checkbox"/>	4662	stół z plexi; nasuwany jednostronnie; prawy	1.100,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową	100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	150,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	962	uniwersalna torba na oparcie pleców	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	550,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	585	uchwyt do kroplówki	3.300,00
<input type="checkbox"/>	3851	KLINIK wersja; specjalna tapicerska z wzmocnionego skaju, blokada złożonego wózka; zabezpieczenia podnóżków oraz boczaków	2.700,00
<input type="checkbox"/>	746	kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728, 729 I 730 DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420mm	1.700,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	