

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru


Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

4.500,00 zł. brutto**S.15.01.00.12**
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych. **PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Szerokość siedziska

| | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 38 | szerokość siedziska 380mm | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 40 | szerokość siedziska 400mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 43 | szerokość siedziska 430mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 46 | szerokość siedziska 460mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 48 | szerokość siedziska 480mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 350 | szerokość siedziska 500mm | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 53 | szerokość siedziska 530mm | 100,00 |

Głębokość siedziska

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 615 | głębokość siedziska 400mm | regulacja głębokości siedziska tapicerką siedziska | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 788 | głębokość siedziska 430mm | | - |
| <input type="checkbox"/> | 619 | głębokość siedziska 460mm | regulacja głębokości siedziska poprzez rozsuniecie ramy wózka | 100,00 |

Wysokość oparcia pleców (możliwość samodzielnej regulacji)

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | 635 | 400mm | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 442 | 420mm | - |

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 287 | tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna | | | | | - | | |
| <input type="checkbox"/> | 10321 | tapicerka oparcia pleców z kodury | | <input type="checkbox"/> | czerwona | <input type="checkbox"/> | granatowa | 100,00 | |
| <input type="checkbox"/> | 10320 | tapicerka oparcia pleców z dzianiny oddychającej | <input type="checkbox"/> | czarna | <input type="checkbox"/> | czerwona | <input type="checkbox"/> | granatowa | 150,00 |

Elementy stabilizacji

| | | | |
|--------------------------|-------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4166 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4165 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2775 | kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450 mm | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4168 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600 mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3530 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800 mm | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3531 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100 mm | |
| <input type="checkbox"/> | 3532 | pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400 mm | |
| <input type="checkbox"/> | OD-12 | zagłówek montowany na rurkach rączek do pchania wózka; składany razem z wózkiem | 650,00 |

Typ oparcia

| | | | |
|--------------------------|-----|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 622 | rukki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego | - |
|--------------------------|-----|--|---|

Rączki do pchania wózka

| | | | |
|--------------------------|---------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 410 | długie rączki do prowadzenia wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 411 | oparcie pleców bez rączek do prowadzenia wózka | - |
| <input type="checkbox"/> | 1090827 | regulowana na wysokość rączki do prowadzenia wózka; regulacja do +100mm; montaż w rurce oparcia pleców TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA 420mm - KOD 442 | 400,00 |

Kółka przednie

| | | | |
|--------------------------|-----|----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 325 | 125x32mm | - |
| <input type="checkbox"/> | 154 | 150x32mm | - |

Koła tylne

| | | | |
|--------------------------|--------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 61/902 | 24x1 3/8"; ogumienie pełne | - |
| <input type="checkbox"/> | 61/486 | 24x1 3/8"; ogumienie pompowane | - |
| <input type="checkbox"/> | 61/496 | 24x1"; ogumienie wysokociśnieniowe, pompowane | - |

Ciągi

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 494 | ciągi aluminiowe | - |
| <input type="checkbox"/> | 692 | odległość ciągu od koła ok 15mm | - |

Hamulce

| | | | |
|--------------------------|------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 305 | dociskowe dla użytkownika; pionowe | - |
| <input type="checkbox"/> | 2565 | dociskowe dla użytkownika; poziome (motylkowe) | - |

Boczki

| | | | |
|--------------------------|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 102 | osłona boczna , z tworzywa w kolorze czarnym; stała, z nadkolem | - |
| <input type="checkbox"/> | 577 | boczek z rurki , zabudowany, skośny; podłokietnik dł. 31cm; adaptery regulacji wysokości podłokietnika | - |

Podnóżki

| | | | |
|--------------------------|----|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 93 | podnóżki standardowe; odchylane i wyjmowane | - |
| <input type="checkbox"/> | 92 | podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi | 750,00 |

Stopień podnóżka

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 798 | stopień podnóżka dzielony, z tworzywa | - |
| <input type="checkbox"/> | 54 | stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy w kolorze czarnym; regulacją kąta i głębokości | 800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10543780822 | paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1060267 | zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEMPODNÓŻKA KOD 798 | 450,00 |

Kolor ramy

| | | | |
|--------------------------|------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 4919 | srebrny | - |
| <input type="checkbox"/> | 186 | ciemny niebieski (wydłużony okres realizacji) | - |

Poduszka siedziska

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 10332 | poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10335 | poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10331 | poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10334 | poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 10219 | poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą | <input type="checkbox"/> czarna | <input type="checkbox"/> czerwona | <input type="checkbox"/> granatowa | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4164 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3274 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4163 | pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm | | | | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | DK-2 | klin krokowy, tekstylny z przekładką siedziska o wysokości przekładki: | <input type="checkbox"/> 15mm | <input type="checkbox"/> 30mm | | 350,00 |

Oslony na szprychy

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489 | przezroczyste | 400,00 |
|--------------------------|-----|---------------|--------|

Dodatki

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--------------------------|------|--------------------------|-------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 109835 | kółko podporowe; wyjmowane | <input type="checkbox"/> | lewe | <input type="checkbox"/> | prawe | 100,00/szt. |
| <input type="checkbox"/> | 2033 | pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową | | | | | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6219 | pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową | | | | | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 951 | siatka na zakupy | | | | | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 962 | uniwersalna torba na zakupy jednokomorowa | | | | | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | plecak wielokomorowy | | | | | 350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 936 | deska do przesiadania się | | | | | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 819 | odblaski na szprychy NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489 | | | | | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 970 | uchwyt na kule | | | | | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | DW-3 | rzep blokady złożonego wózka | | | | | 50,00 |
| <input type="checkbox"/> | 929 | uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 380-580mm | | | | | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór dla wzrostu 160-185cm | | | | | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5623 | ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową | | | | | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 5795 | torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią | | | | | 200,00 |



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka